

MEDCORP®

SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993



EXACTA™

number one 

NDPI




GAMASTECH
INNOVATIVE INFUSION SYSTEMS

Precisão, mobilidade e segurança na infusão contínua

Sistema elastomérico descartável para terapias de infusão contínua em ambiente hospitalar, ambulatorial e domiciliar.



► Carcaça graduada para controle da infusão.



**Exacta Number One
NDPI**



BENEFÍCIOS CLÍNICOS



Fluxo contínuo e preciso (variação aproximada de $\pm 10\%$)



Não requer energia elétrica ou baterias



Leve, portátil e discreto, promovendo mobilidade ao paciente



Possibilita tratamento ambulatorial e domiciliar



Reduz o tempo de permanência hospitalar e otimiza recursos assistenciais.



Maior adesão ao tratamento e satisfação do paciente



Estrutura rígida protetora, linha anti-kinking e filtro hidrofóbico para maior segurança da infusão



APLICAÇÕES CLÍNICAS



ONCOLOGIA

- Quimioterapia ambulatorial
- Terapias de infusão contínua em Day Clinic e Home Care



CONTROLE DA DOR

- Dor aguda pós-operatória
- Dor crônica
- Cuidados paliativos



INFECTOLOGIA

- Antibioticoterapia prolongada
- Terapias antivirais contínuas



BOAS PRÁTICAS

PARA MÁXIMA PRECISÃO



Respeitar o volume nominal de enchimento.



Manter o regulador de fluxo próximo à temperatura corporal (32°C).



Considerar a viscosidade da solução utilizada.

Modelos Disponíveis

Modelo	Capacidade NOMINAL	Vazão	Descrição
NDPI10020	100 mL	2 mL/h	Ideal para terapias contínuas de média duração, combinando precisão e autonomia em ambiente ambulatorial ou domiciliar.
NDPI27520	275 mL	2 mL/h	Maior volume para tratamentos prolongados com menor necessidade de troca do dispositivo, favorecendo conforto e continuidade terapêutica.
NDPI27550	275 mL	5 mL/h	Indicado para terapias que exigem maior taxa de infusão mantendo mobilidade e segurança do paciente.



Mais liberdade para o paciente!
Mais confiança para a equipe de saúde!



MEDCORP®

SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993



Escritório

Rua Arminda, 93 – 3º andar
CEP: 04545-100 – Vila Olímpia
São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3849.8992
E-mail: site@medcorpnet.com.br

Matriz/Centro de Distribuição

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5
CEP: 09950-300 – Piraporinha
Diadema, SP, Brasil
Tel.: +55 11 4067.5011
E-mail: site@medcorpnet.com.br

MEDCORPNET.COM.BR



Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

CNPJ: 67.630.541/0001-74

Os direitos sobre o conteúdo deste material são de titularidade exclusiva da Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento total ou parcial deste documento por terceiros, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.