


Cateteres Periféricos Curtos



Pilares da terapia intravenosa de curta duração, os cateteres venosos periféricos de segurança da **MedSource Labs** elevam os padrões de qualidade e biossegurança na assistência. Ao integrarem bisel atraumático, aletas para estabilização intravascular e recursos avançados como o sistema fechado com válvula de controle de sangue, esses dispositivos minimizam complicações mecânicas, evitam a contaminação do sítio e garantem proteção integral à equipe contra acidentes perfurocortantes.



TrueSafe Comfort®



TrueSafe Comfort BC®

Blood Control (Controle de Sangue)



ClearSafe Comfort® CS

Closed System (Sistema Fechado)

Principais Benefícios

- Inserção rápida
- Disponibilidade em diversos calibres
- Material biocompatível
- Boa estabilidade do acesso
- Segurança assistencial

Aplicações


- Terapia Infusionais de Curta Duração
- Procedimentos de Urgência, Emergência e Anestesia
- Medicina Diagnóstica
- Coleta de Amostras Laboratoriais

Cateteres Periféricos Curtos

TrueSafe Comfort®

MEDSOURCELABS

Cateter IV de segurança com estilo botão de pressão (VenaPUR® - poliuretano, Material PUR patenteado, projetado para permanecer livre de dobras e amolecer dentro do corpo).



Disponível nos tamanhos 20G a 24G


Cateteres Periféricos Curtos

TrueSafe Comfort BC®

Blood Control (Controle de Sangue)

MEDSOURCELABS

*Cateter IV de segurança com controle de sangue no estilo botão de pressão.
(VenaPUR® – poliuretano, Material PUR patenteado, projetado para permanecer livre de dobras e amolecer dentro do corpo).*



Cateteres Periféricos Curtos

ClearSafe Comfort® CS

Closed System (Sistema Fechado)

MEDSOURCELABS

Cateter IV de segurança em estilo deslizante, com extensão integrada e sistema fechado.



Tabelas de Produtos



TrueSafe Comfort®

TRUE SAFE CONFORT VENAPUR

COR	MODELO	CALIBRE	COMPR. EM POLEGADAS	COMPR. EM MM	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	TAXA DE FLUXO GRAVITACIONAL
●	MSI-84326-BR	26G	0,56"	14 mm	0,4 mm	0,6 mm	11 ml/min



TrueSafe Comfort BC® Blood Control (Controle de Sangue)

TRUE SAFE CONFORT VENAPUR BC

COR	MODELO	CALIBRE	COMPR. EM POLEGADAS	COMPR. EM MM	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	TAXA DE FLUXO GRAVITACIONAL
●	MSI-86418-BR	18G	1,16"	32 mm	0,95 mm	1,3 mm	94 ml/min
●	MSI-86420-BR	20G	1,16"	32 mm	0,78 mm	1,1 mm	61 ml/min
●	MSI-86422-BR	22G	1"	25 mm	0,62 mm	0,9 mm	36 ml/min
●	MSI-86424-BR	24G	0,75"	19 mm	0,49 mm	0,7 mm	20 ml/min



ClearSafe Comfort® CS Closed System (Sistema Fechado)

CLEARSAFE CLOSED SYSTEM DUAL PORT

COR	MODELO	CALIBRE	COMPR. EM POLEGADAS	COMPR. EM MM	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	TAXA DE FLUXO GRAVITACIONAL
●	MSI-87418NFCNFCN-BR	18G	1,25"	32 mm	0,95 mm	1,3 mm	94 ml/min
●	MSI-87420NFCNFCN-BR	20G	1,25"	32 mm	0,78 mm	1,1 mm	61 ml/min
●	MSI-874202NFCNFCN-BR	20G	1"	25 mm	0,78 mm	1,1 mm	61 ml/min
●	MSI-87422NFCNFCN-BR	22G	1"	25 mm	0,62 mm	0,9 mm	36 ml/min
●	MSI-87424NFCNFCN-BR	24G	0,75"	19 mm	0,49 mm	0,7 mm	20 ml/min



MEDCORP®

SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993



Escritório

Rua Arminda, 93 – 3º andar
CEP: 04545-100 – Vila Olímpia
São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3849.8992
E-mail: site@medcorpnet.com.br

Matriz/Centro de Distribuição

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5
CEP: 09950-300 – Piraporinha
Diadema, SP, Brasil
Tel.: +55 11 4067.5011
E-mail: site@medcorpnet.com.br

MEDCORPNET.COM.BR



Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

CNPJ: 67.630.541/0001-74

Os direitos sobre o conteúdo deste material são de titularidade exclusiva da Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento total ou parcial deste documento por terceiros, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.