

GUIA DO PACIENTE

AVANOS

MEDCORP®
SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993

Up | UNIZEL
MEDCORPNET.COM.BR

Great Place
to Work
Certified

Leia atentamente para garantir uma recuperação tranquila em casa.


Infusor Elastomérico Homepump

CUIDADOS EM DOMICÍLIO

Como conviver com segurança, mobilidade e conforto usando o Infusor Elastomérico Homepump C-Series.

O que é um infusor elastomérico?

Um infusor elastomérico é um dispositivo portátil que libera o medicamento lentamente e de forma contínua, conforme prescrição médica, e permite maior mobilidade durante o tratamento.



Mantenha o dispositivo protegido



Evite quedas e impactos



Não aperte, dobre ou perfure o infusor



Não coloque objetos sobre o infusor



Coloque o infusor dentro da bolsa de transporte

Atenção à temperatura

QUENTE

IDEAL


FRIO



Evite a exposição prolongada do infusor ao sol, pois temperaturas elevadas podem acelerar a infusão do medicamento.



Proteja o infusor do calor excessivo, mantendo-o longe de fogões, aquecedores e outras fontes de calor.




Evite expor o infusor a baixas temperaturas, pois elas podem retardar a infusão do medicamento.




Ao dormir, coloque o infusor elastomérico ao lado da cama, em uma mesa de cabeceira ou cadeira.

Nunca coloque ou deixe o infusor embaixo do travesseiro ou edredom/cobertor, para não o superaquecer.

Cuidados com o cateter e infusor



Observe se a pinça do cateter permanece aberta.



Não puxe nem dobre o cateter.




Mantenha o curativo limpo, seco e bem fixado.




Mantenha o restritor de fluxo aderido à pele.

No carro, posicione o cinto de segurança de forma que não comprima o cateter ou o tubo do equipamento, evitando alterações no fluxo da infusão.



Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Instruções práticas para o banho




Proteja o curativo e o infusor com material impermeável.



Pendure o infusor durante o banho no puxador do box.



Mantenha o curativo protegido e evite molhar o infusor.



Prefira banhos rápidos e mornos. Evite banhos quentes e prolongados.



Não mergulhe na piscina, banheira ou no mar.

Estágios do esvaziamento do infusor



Siga os horários e orientações fornecidos pela equipe de saúde.

Caso observe alguma alteração, entre em contato.



Observe o funcionamento

É normal que o infusor esvazie gradualmente ao longo do período de infusão. A infusão estará completa quando o elastômero estiver completamente vazio.

Sinais de alerta: quando procurar ajuda!



PROBLEMAS NO DISPOSITIVO



PROBLEMAS CLÍNICOS

Entre em contato com a equipe se:


- o medicamento parar de infundir;
- o infusor permanecer cheio por muito tempo;
- esvaziar muito rápido;
- houver vazamentos;
- o cateter for tracionado acidentalmente.

Procure assistência se apresentar:


- dor intensa, vermelhidão, calor ou secreção na local do cateter venoso;
- febre;
- inchaço;
- sangramento;
- dificuldade para respirar;
- cateter desconectado ou rompido.

Regras de segurança

O QUE NÃO FAZER



Não tente abrir o infusor.



Não reutilize o dispositivo.



Não tente alterar a velocidade de infusão.



Não manipule conexões sem orientação médica ou da equipe de enfermagem.



Em caso de dúvidas, comunique a equipe imediatamente!

AVANOS

MEDCORP®
SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993

Up | UNIZEL

MEDCORPNET.COM.BR

medcorpnet